



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения



Победитель конкурсов по качеству
«100 лучших товаров России», «Сделано в России»
и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № РМ120/83

Материал: Йоннообменное волокно ПАН

Раздел 1. Постановка задачи.

- 1.1 Основные свойства исходного материала:** Влажность 10-15%, плотность 85 кг/м³, мягкий, волокнистый;
- 1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала:** Волокна ПАН длиной 45-55 мм в виде сферических образований размером от 50 до 100 мм;
- 1.3 Поставленная задача:** Измельчить материал до размера от 4 до 6 мм.
- 1.4 Производительность:** 5 кг/час.



Рис 1. Роторная ножевая мельница РМ 120

Раздел 2. Проведение испытаний.

2.1 Измельчение на Роторной мельнице РМ 120

- 2.1.1 Вес пробы:** 159 гр.;
- 2.1.2 Время измельчения:** 1 мин. 33 сек.;
- 2.1.3 Производительность:** 6,2 кг/час.;
- 2.1.4 Результат:**



Рис.2. Материал до измельчения




Рис.3. Продукт измельчения

Раздел 3. Результаты испытаний.

Из-за волокнистой структуры материала оценить гранулометрический состав продукта измельчения не представляется возможным. Размер продукта измельчения оценивался визуально.