







Авангард российского оборудования для точного измельчения

Победитель конкурсов по качеству «100 лучших товаров России», «Сделано в России» и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № А 20/26

Материал: Порошок молибдена

Раздел 1. Постановка задачи.

- **1.1 Основные свойства материала:** Определение гранулометрического состава материала перед измельчением на истирателе вибрационном ИВ 1;
- **1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала**: Частицы произвольной формы крупностью до 5 мм;
- **1.3 Поставленная задача:** Произвести рассев материала и выделить класс крупности 0,050-0,100.



Рис. 1. Анализатор ситовой А 20

Раздел 2. Проведение испытаний.

- 2.1 Рассев на Анализаторе ситовом А 20
- **2.1.1 Вес пробы:** 201 г;
- 2.1.2 Продолжительность процесса: 5 мин;
- 2.1.3 Производительность: 2,4 кг/час.
- 2.2 Рассев на Анализаторе ситовом А 20
- 2.2.1 Вес пробы: 200,5 г;
- 2.2.2 Продолжительность процесса: 10 мин:
- 2.2.3 Производительность: 1,2 кг/час.

Раздел 3. Результат испытаний.




Рис. 4. Гранулометрический состав продукта рассева измельчения