



**ВИБРОТЕХНИК**

Авангард российского оборудования  
для точного измельчения

ОСНОВАН В  
**1992**

## КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

Комплект разработан с учетом потребностей металлургических предприятий и обеспечивает весь комплекс работ по подготовке проб для физических испытаний и химического анализа в соответствии с ГОСТ 25207-85, 24991-81, 17260-80, 22310-84, 30642-99, 100096-76, 26999-86, 5954.9-91 и 20515-75.

Щековая  
дробилка  
**ЩД 15**



### ДРОБЛЕНИЕ

Щековая дробилка <b>ЩД 6М</b>	Исходная крупность, не более	50 мм
	Крупность частиц продукта	90%<2,0 мм
Щековая дробилка <b>ЩД 10М</b>	Исходная крупность, не более	70 мм
	Крупность частиц продукта	90%<2,5 мм
Щековая дробилка <b>ЩД 15</b>	Исходная крупность, не более	110 мм
	Крупность частиц продукта	90%<1,0 мм

Дробилка  
валковая  
**ДВГ 200x125**  
с питателем **ПГ1**



### ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

Дробилка валковая <b>ДВГ 200x125</b> с питателем <b>ПГ1</b>	Диаметр валка	200 мм
	Длина валка	125 мм
	Исходная крупность, не более	10 мм
	Крупность частиц продукта	90%<0,5 мм

Дробилка  
конусная  
**ВКМД 10**



### ДОИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

Конусная дробилка <b>ВКМД 10</b>	Исходная крупность, не более	10 мм
	Крупность частиц продукта	90%<0,25 мм

## ▲ ИСТИРАНИЕ

### Истиратели вибрационные

Характеристики	ИВ 1	ИВ 3М	ИВ 6
Количество чаш	1 шт.	3 шт.	6 шт.
Объем загрузки одной чаши	20-50 см <sup>3</sup>	20-50 см <sup>3</sup>	1-5 см <sup>3</sup>
Исходная крупность, не более	10 мм	10 мм	2 мм
Крупность частиц продукта	90%<0,05 мм	90%<0,02 мм	90%<0,05 мм


Истиратель  
вибрационный  
ИВ 6



### Истиратели дисковые

Характеристики	ИД 65	ИД 175М	ИД 200	ИД 250
Диаметр дисков	65 мм	175 мм	200 мм	250 мм
Исходная крупность, не более	3 мм	10 мм	15 мм	15 мм
Крупность частиц продукта	90%<0,05 мм	90%<0,071 мм	90%<0,1 мм	90%<0,1 мм

Истиратель  
дисковый  
ИД 175М



Сита лабораторные «ВИБРОТЕХНИК» внесены в Государственный реестр средств измерений (номер в Госреестре: №83550-21).

## ▲ АНАЛИЗ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА

Ситовые анализаторы А 20, А 30, А 40 и А 50	Количество получаемых фракций	А 20 и А 50	от 2 до 9
		А 30	от 2 до 13
		А 40	от 2 до 11

Анализатор  
А 20 на базе  
ВПС



## ▲ ГРОХОЧЕНИЕ (рассев)

Грохоты ГР 30, ГР 40 и ГР 50 с ПГ 1	Количество получаемых фракций	ГР 30	от 2 до 6
		ГР 40	от 2 до 11
		ГР 50	от 2 до 9

Грохот ГР 50  
с Питателем  
ПГ 1



Качество оборудования компании «ВИБРОТЕХНИК» оценили свыше 15000 клиентов из 50 стран мира. Постоянными клиентами компании «ВИБРОТЕХНИК» являются лаборатории крупнейших металлургических предприятий:

- ООО «Башкирская медь»
- ГК «Донецксталь»
- «Казахмыс ПЛС» (Холдинг ENRC, Казахстан)
- «Казцинк» (Казахстан)
- ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» (ГК «Металлотинвест»)
- ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
- ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
- ОАО «Святогор» (УГМК)
- ОАО «Удоканская медь»
- ОАО «Уралэлектромедь»
- ОАО «Уфалейникель»
- ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (ОАО «Мечел») и многих других